

## 一、研製商

來歷：由挪威設計，香港、中國製造。優選自優質陽光光波，結合中醫醫學技術秘製而成。與坊間眾多類似產品不同：

- 1、採用微精細物料，超薄、低壓、低功耗。
- 2、可充電、儲電式設計。
- 3、可配充電寶，方便移動攜帶、使用安全可靠、經久耐用。

## 二、光波歷史

萬物生長靠太陽，大自然的光化作用，是生命續存的根本。而人類和陽光更是密不可分，沒了太陽，人的病痛就多，乃至死亡。身體機能作用與太陽的關係比我們的父母更密切。

古希臘已記載太陽光中的紅光對人的作用，可促進新陳代謝、愈合傷口等功效，但由於紅光不易獲得，當時只可通過燒紅試管變紅色、煉鋼的鋼水及鎢絲通電鎢絲變紅色，但都由於太熱，不方便使用。1903年丹麥醫生尼爾斯·呂貝里·芬森用光治療疾病，得到諾貝爾醫學獎。

本世紀六十年代初，人類發明了不發熱的紅光，紅光發出的光波波長與太陽的紅光相類似。並且可把紅光的光波波長細分，純度又高，便於應用在不同領域。美國率先做紅光又叫生命之光，應用在太空人身上，為太空人在太空船失重狀態下補充鈣質及其所需營養。

近二三十年來，德國、以色列、意大利及美國等國家都在投入人造各波段光波用在醫學醫治多種疾病的研究。取得意想不到的進展。甚至對痛風、生蛇、皮膚病、精神病、癌症等都有不錯療效。光療是有其獨特之處，對某些病症、痛症是最佳選擇。不用打針也不用吃藥，和中西醫不同，是最天然、自然的醫療產品。

## 三、光波基理

人們對曬太陽可增加維生素D，增加鈣質，對嬰兒黃疸高需要照藍光降低黃疸等等醫學早已耳熟能詳。究其基理是陽光的光波進入我們人體線粒體，可以起到化學和生物作用。對多種痛症不僅可治標更可治本。

為何我們的產品對多種痛症有療效，有“真正神奇燈”之說呢？根據光波基理，我們採用優質紅光和優質各種光波段（光波段精度），治療各種不同痛症、病症。並且配搭不同的光波段，當這些波段照射到我們身體的線粒體時，會使線粒體異常活躍。

- 1、可給我們人體產生能量；
- 2、可增加蛋白質；
- 3、可消除自由基，把血管內、體內垃圾毒素排出；
- 4、活躍細胞；
- 5、促進新陳代謝。

用元之光產品可直接或者間接改善多種痛症、病症，不是神奇之說，是優質光波的功效。要詳細了解紅光性質和效用，請上YouTube <https://youtu.be/0wt6ptoBqfc>內有多方面論述。

在 YouTube 上觀看「遠紅外線的作用」 <https://youtu.be/FqZAoZeFCX0>,

LED美容儀-手機互動百科-紅光簡介 <http://www.baik.com/wiki/LED%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E4%BB%AA>

## 四、注意事項

- 1、不要直射眼睛（閉上眼睛也不能直射）；
- 2、不要直照頸部甲狀腺，防止甲亢；
- 3、本光波禁照射搽上不能內服藥物患處（搽上能內服藥物的不在此列）因此光波會把外用藥帶入體內，會產生人體其他部位不良作用。
- 4、小孩要在成年人陪同下使用，孕婦要在醫生指導下使用；
- 5、夏天或熱帶地區，使用紅光產品時溫度會熱些，隔著內衣褲或不要蓋上外衣及被單被子使用較好，以免溫度太高（不同人對熱度接受程度不同）。使用產品時避免睡著，可能會燙傷皮膚。
- 6、本產品屬於電子產品，不可放入水中清洗，燈面如有髒污可用酒精擦拭；
- 7、紅光極少人會敏感，皮膚會起紅斑一点点，請暫緩使用（光產品療效大，應用範圍廣，在醫生指導下使用更佳）。
- 8、因血液流動加速，會感覺口渴，飲水會多些。



特點：療效高、輕巧、安全、无任何副作用、方便使用

## 功效

- 1、產品通電會發出光波，與有关穴位產生作用，加速血液循環，促進新陳代謝，增加能量，增加蛋白質，活躍細胞；
- 2、覆蓋：內外膝蓋眼穴、梁丘穴、委中穴等；
- 3、改善膝蓋酸痛、關節炎，可走路、上下樓梯；
- 4、本產品是天然自愈療法，是通過光波同人體線粒體起化學生物作用，利用人體自身能力治愈。

## 產品說明



膝蓋經穴圖



膝蓋內側經穴圖

- 1、產品尺寸：全長49cm，直徑19cm，厚度0.4cm；  
產品功率：5.5W，產品重量：65g
- 2、面料材質：皮革或者潛水布，採用醫療物料，不損皮膚；潛水衣物料，具彈性，有脏污可抹净。底材質：TPU醫療膠
- 3、輸入（DC5V/1A）：可用充電寶（方便攜帶，移動使用）、適配器、電腦USB點亮；本產品可根據客戶需要隨貨配備1米USB接駁線，方便接插電腦、適配器使用。（注：標配不含USB接駁線和適配器）



背面圖



折疊圖



正面圖

## 理療使用說明

- 1、用充電寶點亮產品使用時，首先確認充電寶有足夠電量，防止使用中途無電。使用中充電寶卡在產品橡皮筋上
- 2、用適配器點亮產品使用時，首先要確保適配器安全可靠（推薦使用本公司適配器），然後用本公司配置的USB延長線將產品連接到適配器上，最後將適配器插入交流插座上通電點亮產品開始使用。用適配器點亮產品適合用於家中、辦公室坐著使用。
- 3、本產品可折疊成罩狀，套在膝蓋上，然後把USB線插在充電寶（或者適配器上）點亮使用，本產品也可以平直覆蓋膝蓋內側點亮使用。可貼住內衣使用。
- 4、每次使用30~120分鐘，膝蓋和膝蓋內側輪流使用，每日1~3次，視傷患程度。