

元之光

理療產品--光波精準大腿帶

New
Innovation!

特點：療效高、輕巧、方便使用

功效

- 1、產品通電會發出光波與大腿的肌肉、穴位產生作用，可以活躍細胞，促進血液循環，新陳代謝，使血管、筋骨暢通；
- 2、覆蓋：大腿前有縫匠肌、股直肌及伏兔、陰市、梁丘經穴；大腿后有股二頭肌、半腱肌及殷門經穴；大腿內側有股薄肌、陰包經穴；大腿外側有風市、中瀆經穴；
- 3、改善大腿酸痛、抽筋、祛淤腫、排脂；
- 4、本產品是天然自愈療法，是通過光波（陽光的不同波段）與人體線粒體起化學、生物作用，利用人體自身能力治愈。

產品說明

- 1、大腿帶（型號:LR6-14W）；尺寸（長寬厚 cm）:54*22*0.4；功率:14W；重量:210g



(大腿前)

經
穴
圖



(大腿后)

- 2、面料材質：皮革或者潛水布，採用醫療物料，不損皮膚；潛水衣物料，具彈性，有脏污可抹净。底材質：TPU醫療膠
- 3、輸入（DC5V/1A）：可用充電寶（方便攜帶，移動使用）、適配器、電腦USB點亮；本產品可根據客戶需要隨貨配備1米USB接駁線，方便接插電腦、適配器使用。（注：標配不含USB接駁線和適配器）



反面圖



穿戴示意圖



正面圖

理療使用說明

- 1、用充電寶點亮產品使用時，首先確認充電寶有足夠電量，防止使用中途無電。
- 2、用適配器點亮產品使用時，首先要確保適配器安全可靠，然後用USB延長線將產品連接到適配器上，將適配器插入交流插座通電點亮產品開始使用。用適配器點亮產品適合用於家中、辦公室坐著使用。
- 3、將大腿光波帶圍在大腿上，通過織帶扣緊產品，插上充電寶或者適配器點亮即可使用。
- 4、每次使用30~120分鐘（冬季及寒冷地區時間可長些），每日1~3次，視傷患程度。